

INSTRUÇÕES PARA COLETA DE FEZES PARA CULTURA (COPROCULTURA)

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO.



ANS - Nº 32070-6



Coletar as fezes em recipiente limpo (sacola plástica nova, pote para fezes, fralda sem contaminação por urina);



Abrir o swab Cary Blair no local indicado, retirar a haste com algodão e passar nas fezes preferencialmente nas partes com muco e/ou sangue;



Retirar a proteção do swab e introduzir a haste com a amostra no meio de transporte até fechar;



Enviar para o Laboratório.

OBS: Antes de coletar as fezes, se necessário, urinar no vaso sanitário para evitar a contaminação do material. Em casos de crianças que usam fralda utilizar coletor de urina, se necessário, para evitar a contaminação das fezes com a urina na fralda. Para crianças com diarreia inverter o lado da fralda para não haver absorção e perda do material.