



ANAL SWAB

INSTRUÇÕES PARA A COLETA DO MATERIAL

- Retirar, no laboratório, o “kit” contendo o material adequado para a coleta (espátulas de madeira revestidas de cola).
- Colher **3 amostras, em dias diferentes**, de preferência em dias seguidos.
- O ideal é não ter utilizado medicamento anti-helmíntico nas últimas 3 semanas.

ANTES DE COLHER O MATERIAL

- **Não** passar qualquer tipo de pomada ou talco na região perianal.
- **Não** evacuar ou tomar banho..

HORÁRIO PARA A COLETA

- O horário ideal para a coleta do material é à noite, algumas horas após o paciente ter se deitado. Porém, se isto não for possível, a coleta pode ser realizada logo pela manhã, antes que o paciente se levante.


ENTREGA DO MATERIAL

- Entregar o material em qualquer Unidade laboratório, no horário normal de atendimento.

ANAL SWAB

COMO COLHER O MATERIAL

- 1** Retirar o protetor plástico que envolve a espátula de madeira.



- 2** Para realizar a coleta, o paciente deve estar deitado de costas com as pernas dobradas sobre o abdome.



- 3** Esticar as pregas da região perianal com uma das mãos e, com a outra mão, pressionar a pele dessa região com a parte da espátula que contém a cola.

IMPORTANTE: Não
introduzir a espátula
no orifício anal.
Apenas pressioná-la
na pele ao redor do
ânus.



- 4** Após a coleta do material, colocar o protetor plástico envolvendo a espátula. Guardar em local fresco até a entrega do material no laboratório. Não colocar no congelador. Repetir esse processo durante 3 dias, preferencialmente consecutivos. Enviar as 3 amostras juntas, no MÁXIMO até 7 dias após a coleta da 1ª amostra.

