

CULTURA DE MICRORGANISMOS EM MATERIAL DE FEZES

INTERFERENTES NO EXAME

Não contaminar a amostra com urina.

Anotar os medicamentos tomados nos últimos **7 dias**.

COMO COLHER O MATERIAL



1. Evacuar diretamente no recipiente grande de plástico, sem "contaminar" com urina.



2. Com o primeiro SWAB fornecido, retirar o cotonete e introduzir nas fezes que estão no recipiente grande de plástico em 3 pontos diferentes, introduzir a ponta de algodão do cotonete no meio de transporte e quebrar a haste, tampar o tubo do swab (cary blair). Repetir o procedimento com o segundo swab.



3. Identificar com nome, data e horário da coleta.



4. Embalar swabs no plástico zip e colocar na sacola plástica

COLETA DE CRIANÇA QUE USA FRALDA:

- **FEZES CONSISTENTES:** Retirar o cotonete com algodão na ponta do meio de coleta e introduzir nas fezes que estão na fralda, coletar fezes com este "cotonete" e introduzir novamente no meio de transporte, seguindo as instruções a partir do item 2.
- **FEZES LIQUIDAS:** Fornecer coletor de urina para facilitar a coleta da amostra, introduzir a ponta de algodão do "cotonete" nas fezes dentro do coletor e depois acondiciona-la no meio de transporte. Seguir a coleta a partir do item 2.

ENTREGA DO MATERIAL

- Os swabs deverão ser entregues em até 24 horas após a coleta em temperatura ambiente ou refrigerado (2 a 8°C).
- A entrega do material pode ser realizada em qualquer Unidade de Atendimento.

FRASCOS ENTREGUES



Apoio técnico:



CULTURA DE MICRORGANISMOS EM MATERIAL DE FEZES

☐ Frasco grande seco

☐ 2 Swabs cary blair (*cotonete* com meio de transporte)

Assinatura do colaborador: _____ Data: ____/____/____